



Il software
per la gestione
del laboratorio
di farmacia

Manuale d'uso
2023

Collegamento in rete di due postazioni

Collegamento in rete

Per **utilizzare in rete** due copie di H2O Professional si dovrà inserire nella **postazione secondaria** il percorso di rete della **postazione principale**.

1. Individuare il nome della postazione principale
2. Condividere in rete la postazione principale
3. Collegare la postazione secondaria


Per individuare il nome della postazione principale fare click con il tasto destro su **Questo PC** e selezionare **proprietà**.

Individuare e memorizzare il **nome dispositivo**


2 - Condivisione della postazione principale

E' necessario condividere nella rete locale la cartella H2OPRO dalla **postazione principale**:
Azione da compiere una sola volta.


1) da windows> esplora file > questo PC computer selezionare il percorso **c:**
\programmi(x86)\h2opro




2) fare click con il tasto destro e selezionare proprietà e poi condivisione



3) fare click su condivisione avanzata e selezionare "condividi la cartella"



4) fare click su autorizzazioni e assegnare controllo completo



3 - Collegamento della postazione secondaria / client

Nella **postazione client**

1. Fare click con il tasto destro sulla icona e selezionare **esegui come amministratore**
2. Seguire il percorso strumenti > preferenze > archivi
3. Inserire il nome della postazione principale e fare click su **collega postazione**



- 1 Inserire il nome della postazione principale